

Tisztelt Hölgym/Uram!

Köszönjük, hogy Ön és kezelőorvosa a SIBIONICS GS1 CGM rendszer mellett döntött.

A SIBIONICS GS1 CGM rendszer az egyik legkorszerűbb és legpontosabb szöveti glükóz monitor. A hagyományos ujjbegyes vércukorméréssel szemben, amikor naponta mindössze átlagosan 3-6 mérési eredmény áll rendelkezésre a SIBIONICS GS1 szenzor 5 percenként, azaz naponta 288 alkalommal méri az Ön szöveti glükóz szintjét a sejtközi folyadékban. Így biztosít valódi folyamatos felügyeletet és ad valós idejű figyelmeztetéseket és előrejelzéseket az Ön vércukorszintjének változásáról.

A SIBIONICS GS1 szenzor egy hajszál vékony és hajlékony elektródát tartalmaz, ami közvetlenül a bőr alatt helyezkedik el. Miután a szenzor a helyére került, Ön már semmit nem érez annak működése közben. A SIBIONICS GS1 CGM rendszerben a szenzorra csatlakoztatott kis méretű távadó Bluetooth kapcsolaton keresztül továbbítja a mérési adatokat a mobil applikációnak.

A SIBIONICS GS1 CGM rendszerhez tartozó SIBIONICS mobiltelefonos applikáció elérhető mind iOS, mind Android verzióban. Az applikációban a célértékek, az előrejelzések, a figyelmeztetések és még sok minden más teljesen személyre szabhatók.

A mérési értékeket valós időben követheti mind a hozzátartozó mind a kezelőorvos a SIBIONICS alkalmazással.

A szenzor teljes élettartama rendeltetésszerű használat mellett 14 nap.

FIGYELEM: a szenzor nem közvetlenül a véráram, hanem a sejtközi folyadék glükózsintjét méri, ezért nagyjából 10-15 percnyi fiziológiás késéssel kell számolni, ennyi idő szükséges ugyanis ahhoz, hogy a glükóz a vérből átkerüljön a sejtközi folyadékba. Számítania kell tehát arra, hogy lesz olyan pillanat, amikor az ujjbegyes vércukormérés eredménye eltérhet a SIBIONICS GS1 CGM rendszer által mért értéktől.

A rendszer első beüzemeléséhez és az eszközök első felhelyezéséhez rövid oktatás szükséges, melyre szakellátóhelyén kerül majd sor. Ennek feltétele a kompatibilis, internet eléréssel rendelkező okostelefon és egy olyan e-mail cím mely a telefonon elérhető. Az applikáció telepítéséről és a rendszerbe történő regisztrációról rövidesen elektronikus levelet küldünk Önnek melyben minden segítséget megtalál ahhoz, hogy az oktatás és felhelyezés előtt elvégezzon minden szükséges lépést.

FONTOS: a SIBIONICS GS1 CGM rendszer rendelkezik társadalom biztosítási támogatással, erről tájékozódjon a sejk.neak.gov.hu weboldalon.

A sikeres próbaidőt követően 3 havi (7 db) szenzor ára EÜ emelt TB támogatással: 3 906 Ft

FIGYELMEZTETÉS: a SIBIONICS GS1 CGM rendszer használata során mindenben kövesse kezelőorvosa utasításait, kizárólag orvosi utasításra változtasson terápiáján!

A SIBIONICS GS1 CGM rendszer gyógyászati segédeszköz.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Bízunk benne, hogy rövidesen Ön is elégedett felhasználója lesz a SIBIONICS GS1 CGM rendszernek.

Üdvözlettel
medtrend.hu
MDM Diabétesz Kft.